

Bruksanvisning for personvekt 32-2829

Vekt med klokke

www.aanonsen.info

Tekniske data

- Kapasitet 180 kg (396lb/28st)
- Minimum 2kg (4,4lb)
- Velg mellom kg / lb / St
- Intervall 100g / 0,2 lb
- Må ikke brukes i kuldegrader eller over 40 varmegrader.
- Batterier : 3 stk AAA for vekten og 1 stk AA for klokken

Oppmerksområde

- Dette er en personvekt, kun for bruk i det private hushold.
- Ikke godkjent for bruk i kjøp og salg.

Oppsiktig med

- Sett ikke vekten i nærheten av varme kilder.
- Sett ikke vekten i rom med høy luftfuktighet.
- Pass på at det ikke er vann ved vekten, slik at ingen sklir.

Oppstart i gang

- Sett i batteriene i batterirommet under.
- Sett ønsket målenhet, kg etc, ved hjelp av knappen under vekten.
- Sett vekten på et rett underlag.

Å bruke vekten

- Trykk foten lett i senter av vekten, til "CAL" vises i displayet.
- Når "0.0" vises i displayet, gå da på vekten. Stå stille.
- Du vil se bevegelse i displayet, vekt verdien øker, inntil den står stille. Da kan du se riktig vekt.

Display symboler

o-Ld Viser dette symbolet, betyr det at maks vekt er oversteget.

Lo Bytt batterier.

E r r Gå av vekten, vent noen sekunder for så å prøve igjen.

Bytte batteri

- Ta av batteri deksel på undersiden av vekten.
- Bytt ut alle batteriene med nye. Sjekk at polene settes riktig.
- Sett på lokket igjen.

Bruk og lagring

- Vær oppmerksom på at ulike vekter kan vise litt ulikt.
- Ta ut batteriene om vekten ikke skill brukes på en stund.
- Bruk av andre elektroniske redskaper i nærheten av vekten, kan påvirke resultatet.

Rengjøring

- Bruk en myk, fuktig klut til å reingjøre vekten med.

Klokke instruksjon

- Sett i et AA batteri i klokkedelen.
- Still tiden ved å vri knappen på klokkedelen.
- Bytt batteri en gang i året.
- Fjern batteriet om ikke klokken skall brukes på en stund.